

医療現場の要望から開発された感染防止対策商品

Dispo Splash Shield

ディスポ スプラッシュシールド

特許出願中

使用イメージ

こんな場面での飛沫感染予防に

- 人工呼吸器のチューブ挿管時
- ストレッチャー搬送時
- 救急隊の出動時
- 患者の手当時

医療現場の声を反映した

- 保管のしやすい組立式
- 使う場所を選ばないコンパクトサイズ
- 安全・廃棄容易な折りたたみ式
- 患者の圧迫感を減らした透明素材
- ディスポ可能な低価格





医療従事者・救急隊員の方を守るために現場の要望を取り入れ開発されました。
素材は、軽量で透明なPETとポリエチレンシートを使用しています。
必要な時に簡単に組立できます。
個別包装のため必要な場所に保管・備蓄できます。

本製品は
岩手県臨床工学技士会のご指導を受け開発されました

簡易組立説明図

組立は簡単 2 STEP

1. ポリエチレンシートの折り目をPETの中心マークを目印に貼り合わせます
2. 次にPETを中央の罫線を角度に合わせて曲げ、マジックテープを貼り合わせて完成です



製品仕様

素材：A-PET 1.0mm
LD-PE 0.03mmシート

入り数：10枚/箱
箱寸法 630×470×150H

価格：オープン価格

使用イメージ



本製品は飛沫を軽減することを目的として作成しております
効果保証するものではありません
用途以外の使用はしないでください
火の側で取り扱い・保管を行わないでください
※改良・改善のため予告なく製品の仕様が変更となる場合がございます

開発・発売元

株式会社東北ウエノ



和光紙器株式会社

〒021-0893 岩手県一関市地主町3-35
TEL：0191-21-4531 FAX：0191-21-5381

〒332-0016 埼玉県川口市幸町1-9-17
〒339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保1899-2
〒253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見1792
〒519-0323 三重県鈴鹿市伊船町1948-8
〒945-1345 新潟県柏崎市大字下田尻811-1